


Fortress

Sistema de introductor reforzado / 4 F, 5 F, 6 F
Indicado para acceder a las arterias
de las extremidades inferiores



- Reforzados con coil para una mayor resistencia a acodamientos y deformaciones
- Introductor radiopaco para proporcionar una radiopacidad óptima
- Con recubrimiento hidrofóbico¹ para una introducción sencilla
- Introductor y punta de dilatador cónicos y lisos

¹ Introductor de 5 F y 6 F

Fortress


Soluciones de acceso adaptadas

Una intervención mínimamente invasiva permite el mejor tratamiento de los pacientes con enfermedades complejas de los miembros inferiores. BIOTRONIK fue la primera empresa en ofrecer el tratamiento de los miembros inferiores mediante un introductor reforzado de 4 F combinado con una guía 0,018", catéteres con balón compatibles y sistemas de stent autoexpansibles de hasta 200 mm de longitud.

4F Solutions: Menos es más

Introductor con coil reforzado

El eje del coil de acero inoxidable integrado en el polímero, proporciona flexibilidad y una excelente resistencia a acodamientos y deformaciones. La característica de no ovalamiento combinada con el revestimiento de PTFE, que reduce la fricción, permite a los dispositivos pasar más fácilmente a través de curvas anatómicas cerradas.



El introductor con coil reforzado Fortress no adopta una forma ovalada al curvarse (no ovalamiento), por lo que el diámetro se conserva.


El típico introductor no reforzado de la competencia adopta una forma ovalada cuando se curva, con lo que el diámetro se reduce.

Soluciones de 4 F y 6 F:

La solución completa

Disponer de introductores reforzados de 4 F, 5 F y 6 F permite un acceso a medida. La cartera de soluciones de 6 F de BIOTRONIK permite realizar el tratamiento mediante nuestro introductor reforzado de 6 F, junto a nuestros fiables catéteres balón compatibles con 6 F y a los sistemas de stent autoexpansibles de hasta 200 mm de longitud.

6F Solutions: Calidad BIOTRONIK también en 6 F



“¡Un introductor muy fácil de introducir!”

(Dr. F. Airoidi, Milán, Italia, durante las evaluaciones del producto)

Introductor con recubrimiento hidrofóbico¹ para una introducción sencilla

El mejor rendimiento de introducción de su clase² gracias al recubrimiento hidrófobo del introductor y a la vaina cónica y punta del dilatador lisas.

Válvula

La válvula hemostática desmontable preinstalada de los introductores de 5 F y 6 F permite la aspiración de trombos.

Punta cónica lisa

El introductor y el dilatador tienen una punta cónica lisa con diseño atraumático para una introducción más sencilla.

Visibilidad de la punta del introductor insuperable

La banda marcadora de aleación de platino proporciona una excelente radiopacidad de la punta para la adquisición de imágenes por fluoroscopia.

² Datos disponibles en BIOTRONIK

Fortress

Sistema de introductor reforzado / 4 F, 5 F, 6 F

Datos técnicos		Introductor	
Tamaño en French		4 F, 5 F y 6 F	
Longitud		45 y 100 cm	
Material del introductor		Coil de acero inoxidable con polímero reforzado, revestimiento de PTFE	
Punta del introductor		Cónica y lisa, con banda marcadora radiopaca	
Forma del introductor		Precurvado de 45 cm Recto de 45 y 100 cm	
Recubrimiento del introductor		Hidrófobo, distal de 30 cm (solo 5 F y 6 F)	
		Dilatador	
Guía recomendada		0,035"	
Punta		Cónica y lisa, con material de relleno radiopaco	
Forma		Precurvada y recta	
Conector		4 F: válvula hemostática fija 5 F, 6 F: válvula hemostática desmontable Brazo lateral con llave de paso de tres vías codificada con colores	

Información para pedidos						
	Longitud del introductor (cm)	Forma del introductor	Descripción del introductor	Número de catálogo	Dilatador(es) incluido(s)	Unidades incluidas
4F	45	Curvada	De cruce	358813	Curvado/recto	5
	45	Recta	Recto-45	358814	Curvado/recto	5
	100	Recta	Recto-100	358815	Curvado/recto	5
5F	45	Curvada	De cruce	386590	Recto	5
	45	Recta	Recto-45	386591	Recto	5
	100	Recta	Recto-100	386592	Curvado/recto	5
6F	45	Curvada	De cruce	386593	Recto	5
	45	Recta	Recto-45	386594	Recto	5
	100	Recta	Recto-100	386595	Curvado/recto	5

Fortress forma parte de la cartera de soluciones de BIOTRONIK **4F** y **6F**, que incluye:

- 4F** ■ Guías: **Cruiser, Cruiser-18** ■ Balones: **Passeo-14, Passeo-18**
- Stents: **PRO-Kinetic Energy Explorer, Pulsar-18**
- 6F** ■ Balones: **Passeo-35, Passeo-35 HP** ■ Stents: **Dynamic, Astron, Pulsar-35**

Para realizar un pedido, póngase en contacto con su representante de ventas local

Fabricante: Contract Medical International GmbH
Lauensteiner Strasse 37
01277 Dresden · Alemania

Distribuidor: BIOTRONIK AG
Ackerstrasse 6
8180 Bülach · Suiza
Tel +41 (0)44 8645111
Fax +41 (0)44 8645005
info.vi@biotronik.com
www.biotronik.com